

Navipatch Oculaire

Patch protecteur à action cryogénique
Patch apaisant

Code ACL : 4018451

Composition : Extrait de camomille, panthénol, huile d'arbre à thé, extrait de curcuma, Aloe Vera, extrait de Calendula, extrait d'Euphrasia, enrobé dans un enduit hydrogel.



Propriétés

Le PATCH OCULAIRE NAVI® est un patch hydrogel qui contribue à soulager les symptômes suivants : douleur, irritation, sensations de brûlure, sécheresse oculaire et sensation de sable dans les yeux, qui sont associées aux blépharite, blépharoconjonctivite et conjonctivite de diverses natures. Ces symptômes peuvent être dus à différentes affections notamment : kératoconjonctivite épidémique, conjonctivite non saisonnière ou allergique et conjonctivite allergique saisonnière, kératoconjonctivite vernale, gonflement des paupières supérieures, fièvre pharyngo-conjonctivale, inflammation oculaire due à une dermatite atopique, inflammation et infection dues à diverses pathologies, épisclérite, dacryoadénite aiguë, traumatisme oculaire et traitement post-traumatique, sécheresse oculaire, fatigue oculaire etc. La forme spécifique et les propriétés adhérentes du PATCH OCULAIRE NAVI® permettent un contact optimal et ainsi une protection importante de la région cutanée affectée. LE PATCH OCULAIRE NAVI® peut être utilisé à la place des poches de glace habituelles : l'action osmotique générée par l'application locale du PATCH OCULAIRE NAVI® permet d'attirer le liquide à la surface où il s'évapore partiellement. La sensation de froid générée par ce procédé constitue une solution de remplacement efficace à l'utilisation des traditionnelles poches de glace. Les propriétés apaisantes et hydratantes des PATCHS OCULAIRES NAVI® associées à leur action cryogénique représentent une solution efficace permettant à la fois de protéger et de soulager la douleur.

Mode d'emploi :

Etape 1 - Lavez-vous soigneusement les mains ainsi que le bout des doigts avec la mousse pour paupières NAVI® BLEF

Etape 2 - Appuyez sur la pompe du flacon et mettez de la mousse sur le bout des doigts

Etape 3 - Fermez vos yeux et massez les paupières et les cils avec la mousse NAVI® BLEF, ne pas rincer

Etape 4 - Sortez deux PATCHS OCULAIRES NAVI® de leur sachet, retirez le film de protection transparent de chaque patch et appliquez délicatement un patch sur chaque région oculaire.

Etape 5 - Laissez les patches reposer pendant au moins 10 à 15 minutes sur chaque région oculaire et maintenez les yeux fermés pendant toute la durée de l'application

Etape 6 - A la fin du traitement, retirez les patches et jetez-les. Lavez votre visage et vos yeux comme d'habitude et séchez au moyen d'une serviette propre